


# 体重計

## はかり付ストレッチャ DP-7300PW/7310PW

LCD オートオフ機能付 風袋引機能付 コードレス 電池付 時計 使用地域

重傷者や体の不自由な方の  
体重測定、透析時の正確な  
体重測定に役立ちます

- ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます
- キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です
- プリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます
- 大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です
- 電源は乾電池または専用ACアダプタの2ウェイ仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です



OPTION ▶ P40 ● マクラ ● ボンベ受け ● ガートル架 ● アンダーバック ● 固定脚

型番	DP-7300PW(風袋表示タイプ)	DP-7310PW(BMI表示タイプ)
検定	検定品	
ひょう量	160kg	
目量	100g(拡張表示20g)	
外観寸法/自重	650(W)×2,025(D)×610~1,010(H)mm/約82kg	
表示内容	質量(体重)値	
機能	風袋値 風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制	BMI値/ローレル指数(いずれかを選択)、身長(設定時に表示) 身長設定、BMI表示、ローレル指数表示
電源	単1形乾電池6本(付属)、専用ACアダプタ(付属)	充電式バッテリー、専用ACアダプタ(付属)
電池寿命	指示計:アルカリ乾電池連続使用時 200時間	
印字内容	日付、時刻、質量(体重)値、風袋値	
標準価格	850,000円(税抜価格)	920,000円(税抜価格)
個装箱寸法/自重	730(W)×2,000(D)×800(H)mm/100kg	
バーコード	4979916831212	4979916831229

## デジタル体重計 DP-7101PW-K 車いす体重計


LCD オートオフ機能付 風袋引機能付 コードレス 電池付 使用地域

大きく見やすい大型液晶表示

- 車輪止めストッパ付き
- 本体部は移動が楽なキャスター付

OPTION ▶ P40

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507 (ACアダプタユニット付)
- USB×メモリ
- ZBee無線通信
- Bluetooth®無線通信
- USB入出力またはRS232C入出力
- 無線プリンタ



型番	DP-7101PW-K
検定	検定品
ひょう量	150kg
目量	50g(拡張表示20g)
載台寸法	660(W)×630(D)mm
外形寸法/自重	本体部:686(W)×898(D)×73(H)mm/19kg 指示計:260(W)×260(D)×870(H)mm/6kg
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(付属)
電池寿命	連続約1,400時間(アルカリ乾電池使用時)
標準価格	198,000円(税抜価格)
個装箱寸法/自重	810(W)×940(D)×350(H)mm/40kg
バーコード	4979916831755

※車いす体重計は、体重計本体のみ(車いすは含まれておりません)。 ※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

DP-7101PW-K