

デジタル体重計

DP-7800PW **New**

¥95,000 (税抜価格)

DP-7800PW-S **New**

¥95,000 (税抜価格)

- ◆ 単一アルカリ電池で連続使用 約600時間
- ◆ 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調整可能 (一体型)
- ◆ 高さ45mmの大型液晶表示
幅23.5mm、高さ45mmの大型液晶表示を採用しました。
- ◆ 計量状態をLEDランプ・ブザー音で表現
集団検診時などでLEDランプとブザー音で表示固定が確認でき、測定終了判断が容易になりますので、スムーズな検診をサポートします。
- ◆ **プリンタ接続** + オプション
測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
- ◆ **USBメモリ** + オプション
測定データをパソコンで管理できます。




DP-7800PW



DP-7800PW-S (セパレート型)

※ケーブル長 約3m

はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できます。表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重も、他人に見られる心配がありません。集団検診などに最適です。



見やすい角度に首振り自由

オプション

DP-7101PW/DP-7800PW (一体型)用

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507 (ACアダプタユニット付属)

¥48,000 (税抜価格)

DP-7101PW-S/DP-7800PW-S (セパレート型)用

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507

¥38,000 (税抜価格)

- ACアダプタユニット **一体型のみ**

¥10,000 (税抜価格)

- USBメモリ

¥80,000 (税抜価格)

- RS232C出力 又は USB出力

¥20,000 (税抜価格)

- 無線プリンタ


¥120,000 (税抜価格)



ジャーナルプリンタJPS-507

※1人が測定するごとに、切り取れる位置まで紙送りします。長さはユーザーパラメータにより変更可能です。

● 寸法図



品番	一体型		セパレート型	
	DP-7800PW-120	DP-7800PW-200	DP-7800PW-120S	DP-7800PW-200S
検定	検定品			
ひょう量	120kg/150kg	200kg	120kg/150kg	200kg
目量	20g/50g	50g	20g/50g	50g
載台寸法	354 (W) × 354 (D) mm			
外形寸法	491 (D) × 354 (W) × 785 ~ 805 (H) mm		本体: 354 (D) × 354 (W) × 102 (H) mm 指示計: 170 (D) × 250 (W) × 225 (H) mm	
製品重量	約11kg			
機能	零点リセット・風袋引き機能(ワンタッチ式、プリセット式)・オートオフ機能・表示固定機能・ブザー機能(計量安定時の確認音)、LED機能(計量状態識別表示用)			
電源	単一乾電池4本(付属)・ACアダプタ(付属)			
バーコード	4979916832295	4979916832172	4979916832301	4979916832189
オプション	一体型ジャーナルプリンタ JPS-507・ACアダプタユニット 一体型のみ ・USBメモリ・RS232C出力 又は USB出力・無線プリンタ・無線通信(ZBee, Bluetooth™)			