

デジタル体重計

スタンダード
タイプ

型番

DP-7800PW

DP-7800PW-200

セパレート
タイプ

型番

DP-7800PW-S

DP-7800PW-S
(ケーブル長 約3m)手すり付
体重計

型番

DP-7800PW-T

DP-7800PW-T

- 手すりを持ったままで測定可能 **DP-7800PW-Tのみ**
- はかり台にはすべり止めマットを使用 **DP-7800PW-Tのみ**
- 使用場所を選ばない2ウェイ電源
- 高精度かつ検定品 (DP-7800PW-120/120S/T)
検定品として1/6,000の計量精度を実現。120kg/20gの計測が可能です。
- 高さ45mmの大型液晶表示



オプション

一体型ジャーナル
プリンター
JPS-507

	一体型		セパレート型	
型番	DP-7800PW-120	DP-7800PW-200	DP-7800PW-120S	DP-7800PW-200S
検定	検定品			
ひょう量	120kg/150kg	200kg	120kg/150kg	200kg
目量	0.02kg/0.05kg	0.05kg	0.02kg/0.05kg	0.05kg
載台寸法	354(W)×354(D)mm			
外形寸法/自重	354(W)×491(D)×785~805(H)mm/11kg		本 体：354(W)×354(D)×102~122(H)mm、 指示計：250(W)×170(D)×225(H)mm/11kg	
電 源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプター(付属)			
電 池 寿 命	連続約600時間(アルカリ乾電池使用時)			
標 準 価 格	120,000円(税込 132,000円)			
個装箱寸法/自重	430(W)×840(D)×300(H)mm/17kg		400(W)×750(D)×270(H)mm/16kg	
J A N コー ド	4979916832295	4979916832172	4979916832301	4979916832189

【オプション】●一体型ジャーナルプリンター JPS-507 38,000円(税込 41,800円) ●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円) ●ZBee無線通信ユニット 35,000円(税込 38,500円)
●無線プリンター 120,000円(税込 132,000円) ●USBメモリ 80,000円(税込 88,000円) ●RS232C入出力 20,000円(税込 22,000円)
●USB入出力 20,000円(税込 22,000円) ※RS232C入出力とUSB入出力は併用不可

型番	手すり付	
	DP-7800PW-T	
検定	検定品	
ひょう量	120kg/150kg	
目量	0.02kg/0.05kg	
載台寸法	500(W)×350(D)mm	
外形寸法/自重	520(W)×539.5(D)×898.5(H)mm/23kg	
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプター(付属)	
電池寿命	連続約600時間(アルカリ乾電池使用時)	
標準価格	200,000円(税込 220,000円)	
個装箱寸法/自重	590(W)×790(D)×260(H)mm/30kg	
JANコード	4979916835111	

【オプション】●一体型ジャーナルプリンター JPS-507 38,000円(税込 41,800円) ●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円) ●ZBee無線通信ユニット 35,000円(税込 38,500円)
●無線プリンター 120,000円(税込 132,000円) ●USBメモリ 80,000円(税込 88,000円) ●RS232C入出力 20,000円(税込 22,000円)
●USB入出力 20,000円(税込 22,000円) ※RS232C入出力とUSB入出力は併用不可