

バリアフリー体重計 スムーザー

SMOOZER™

DP-7500PW SERIES



DP-7500PW-T



表示部
計量本体部
無線式



一体型ジャーナルプリンタ
JPS-507K付 ※オプション



DP-7500PW-S

取引証明用(検定品)

介護施設、透析室、病棟、リハビリに

03 手すり装着で1台2役
(DP-7500PW-T)

01 表示部と本体部は無線通信式
(通信距離 5m)


04 計量本体は軽量でキャスター付。
自走可能(手すり付は除く)

02 載台面高さ 25mm(超低床)

05 表示文字高さ 45mm

従来品と比べて…

患者様の転倒リスク排除



ケーブル断線の心配がない!

故障・修理が軽減

仕様

型番	DP-7500PW	DP-7500PW-S	DP-7500PW-T	DP-7500PW-TS
ひょう量	200kg			
目量	0.1kg (拡張表示0.02kg) ^{*1}			
検定/精度等級	検定品/3級			
有効載台寸法	W700 × L700 × H25mm			
外観寸法(指示計/計量本体)	W260 × D260 × H870mm/W860 × L903 × H58mm			
自重(指示計/計量本体)	5.3kg/27.9kg	2.2kg/27.9kg	5.3kg/34.8kg	2.2kg/34.8kg
梱包サイズ(指示計/計量本体)	W400 × D333 × H273mm/W1062 × D1012 × H176mm			
電源	指示計、本体とも単1形乾電池4本またはACアダプタ ※単1乾電池4本とACアダプタ1個は付属			
電池寿命	連続使用時 指示計:約800時間/本体:約550時間			
JANコード	4979916833902	4979916833926	4979916833933	4979916833940
標準価格	242,000円(税抜価格)	210,000円(税抜価格)	400,000円(税抜価格)	368,000円(税抜価格)
表示文字サイズ	W23.5 × H45mm			
オプション	ジャーナルプリンタJPS-507K(42,000円 税抜価格)、ACアダプタ(4,000円 税抜価格)、RS232C入出力(20,000円 税抜価格)、Bluetooth®入出力(30,000円 税抜価格)、無線プリンタ(120,000円 税抜価格)、USBメモリ(80,000円 税抜価格)			
機能	ワンタッチ風袋引き、プリセット風袋引き(2メモリ)、表示固定機能、オートオフ機能			

ジャーナルプリンタJPS-507K付でご使用の場合、指示計はACアダプタにて使用してください。

*1 拡張表示時は取引証明以外用となります。

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

取扱代理店

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-5555
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3121
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5730
 北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1 TEL.049-215-3122
 千葉営業所 〒264-0025 千葉県若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591
 営業時間外緊急技術相談窓口 TEL.078-918-6168

URL: www.yamato-scale.co.jp