

車いす用デジタル体重計

# DP-7101PW-K

¥198,000 (税抜価格)



◆はかり台への乗り降りが、やさしい  
はかり台の高さ40mm。前・後方の2方向から乗降。車いすを使う人にやさしい設計です。



◆移動がラクな軽量+キャスター  
女性でもラクに扱える軽さ(本体重量19kg)とキャスターで、病院や介護施設で活躍します。



◆車輪止めストッパ付で停止位置を感触でき車いすを使う人に安心感を与えます。



品番	DP-7101PW-K
検定	検定品
ひょう量	150kg
目量	50g
拡張表示	20g
載台寸法	660(W)×630(D)mm
製品重量	本体 約19kg 指示計部 約6kg
機能	零点リセット・風袋引き機能(ファンタッチ式、プリセット式)・オートオフ機能・表示固定機能・拡張表示機能
電源	単一乾電池4本(付属)またはACアダプタ(付属)
バーコード	4979916831755
オプション	一体型ジャーナルプリンタ JPS-507(ACアダプタユニット付属)・ACアダプタユニット・USBメモリ・RS232C出力 又は USB出力・無線プリンタ・無線通信(ZBee, Bluetooth™)

オプション

- 一体型ジャーナルプリンタ JPS-507 (ACアダプタユニット付属) **¥48,000** (税抜価格)
- ACアダプタユニット **¥10,000** (税抜価格)
- USBメモリ **¥80,000** (税抜価格)
- RS232C出力 又は USB出力 **¥20,000** (税抜価格)
- 無線プリンタ **¥120,000** (税抜価格)



ジャーナルプリンタ JPS-507

※1人が測定するごとに、切り取れる位置まで紙送りします。長さはユーザーパラメータにより変更可能です。

●寸法図

