

## ■DP-7700PW-F（一体型）仕様

品番	DP-7700PW-F
検定	検定品（日本国計量法新検則）
ひょう量	120kg/200kg
目量	20g/50g（切替式）
最大風袋引き量	120kg/200kg
外形寸法	354(W) × 491(D) × 785~805(H)mm
載台寸法	354(W) × 354(D)mm
防水性	IPX2 準拠
製品質量	約 11kg
電源	単 1 形乾電池 × 4 本、専用 AC アダプタ（付属）
電池寿命	連続約 600 時間（アルカリ電池使用時）※ <sup>1</sup>
定格電圧	DC 6V
消費電力	0.15W（ジャーナルプリンタ接続時:1.86W など接続オプションにより異なります）
文字寸法	LCD 表示（メイン画面）： 28(H) × 14.5(W) mm LCD 表示（サブ画面）： 18(H) × 9.5(W) mm
使用温度範囲	-10℃～+40℃
使用湿度範囲	30%～85%R.H.（結露なきこと）
機能	零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、目量切替機能、ブザー機能《計量安定時の確認音》、LED機能《計量状態識別表示用》、表示固定機能、モード選択機能（通常モード、健康管理モード、医療機器連携モード）、BMI表示機能、標準体重表示機能、脂肪変化量表示機能、体脂肪量表示機能、体脂肪率表示機能、肥満度判定機能、Felica 通信機能
オプション	無線通信ユニット（ZBee、Bluetooth <sup>TM</sup> ※ <sup>4</sup> ）※ <sup>2</sup> ※ <sup>3</sup> 、無線プリンタ※ <sup>2</sup> 、USBメモリ※ <sup>2</sup> 、ジャーナルプリンタ JPS-507、RS232C 入出力※ <sup>2</sup> もしくは USB 入出力※ <sup>2</sup> 、赤外線リモコン
バーコード	4979916832417

※<sup>1</sup>:電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

※<sup>2</sup>: ジャーナルプリンタ JPS-507・赤外線リモコン以外、オプションの併用はできません。

また、無線通信ユニットで ZBee と Bluetooth<sup>TM</sup> の併用もできません。

※<sup>3</sup>:無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。

※<sup>4</sup>:Bluetooth<sup>TM</sup>は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。